

Lámpara de alcohol 120 ml

Lámpara de alcohol 150 ml, es un útil aparato de laboratorio. Parece un pequeño frasco con un depósito de combustible y cuenta con una tapa con un pequeño orificio para una sola mecha, Resistencia a altas temperaturas



Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Material de laboratorio
Material	vidrio grueso, duradero y reutilizable.
Capacidad	120 ml
Uso	para experimentos científicos y jabón hecho a mano
Aplicación	Laboratorios químicos, biológicos, educativos e industriales
Reutilizable	Sí

ESLAB

