

Matraz de fondo plano 250 ml

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Matraz redondo de cuello largo, fondo plano
Material	Vidrio de borosilicato (alta resistencia térmica y química)
Capacidad	250 mL
Forma	Cuerpo redondo con cuello largo y fondo plano
Graduación	No suele incluir graduación marcada (matraz general)
Resistencia térmica	Alta, adecuado para uso repetido y calentamiento moderado
Resistencia química	Alta, compatible con la mayoría de reactivos
Uso	Contención, mezclado y calentamiento de líquidos en laboratorio
Aplicación	Laboratorios químicos, educativos e investigación básica
Reutilizable	Sí



CIVEQ