

# Matraz Erlenmeyer 100mL

| Parámetro           | Especificación                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto    | Matraz Erlenmeyer de cuello estrecho                            |
| Material            | Vidrio de borosilicato 3.3 (alta resistencia química y térmica) |
| Capacidad           | 100 mL                                                          |
| Forma               | Cuerpo cónico con cuello estrecho y base plana                  |
| Graduación          | Marcación esmaltada permanente para volumen                     |
| Rango de graduación | Aproximado hasta 100 mL                                         |
| Resistencia térmica | Alta, adecuada para uso repetido y calentamiento moderado       |
| Resistencia química | Alta, compatible con la mayoría de reactivos                    |
| Uso                 | Mezcla, agitación, titulaciones y manejo general de líquidos    |
| Aplicación          | Laboratorios químicos, educativos e investigación básica        |
| Reutilizable        | Sí                                                              |



CIVEQ