

Matraz Erlenmeyer 500mL

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Matraz Erlenmeyer de cuello estrecho
Material	Vidrio de borosilicato 3.3 (alta resistencia química y térmica)
Capacidad	500 mL
Forma	Cuerpo cónico con cuello estrecho y base plana
Graduación	Marcación esmaltada permanente para volumen
Rango de graduación	Aproximado hasta 500 mL
Resistencia térmica	Alta, adecuada para uso repetido y calentamiento moderado
Resistencia química	Alta, compatible con la mayoría de reactivos
Uso	Mezcla, agitación, titulaciones y manejo general de líquidos
Aplicación	Laboratorios químicos, educativos e investigación básica
Reutilizable	Sí



CIVEQ