

Matraz de Destilación 500ml

| Parámetro | Especificación |
|---------------------|--|
| Tipo de producto | Matraz de destilación con cuello largo y unión esmerilada |
| Material | Vidrio de borosilicato (alta resistencia térmica y química) |
| Capacidad | 500 mL |
| Graduación | No suele llevar graduación para volumen (no volumétrico) |
| Forma | Cuerpo redondo con cuello largo para destilación y reflujo |
| Resistencia térmica | Alta, adecuado para destilación y calentamiento moderado |
| Resistencia química | Alta, compatible con la mayoría de reactivos químicos |
| Uso | Destilación, reflujo y otras aplicaciones de calentamiento con montaje de vidrio |
| Aplicación | Laboratorios de química orgánica, inorgánica, investigación y enseñanza |
| Reutilizable | Sí |



CIVEQ