

Frasco Graduado 500 ml

Frasco graduado 500 ml con tapa rosca moldeado con vidrio de borosilicato 3.3 USP / EP tipo I transparente, de alta pureza de excelente rendimiento térmico y alta resistencia al ataque químico Intervalo de la graduación de 100 a 400mL, División de 100mL. Graduación y área en color blanco, Tapón roscado GL 45 color azul y anillo de vertido en polipropileno., esterilizables en autoclave



Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Material de laboratorio
Material	Vidrio de borosilicato 3.3
Capacidad	500 ml
Uso	Contenedor de muestras liquidas
Aplicación	Laboratorios químicos, biológicos, educativos e industriales
Reutilizable	Sí

DURAN