

Frasco Graduado 500 ml

Frasco graduado 500 ml con tapa rosca moldeado con vidrio de borosilicato 3.3 USP / EP tipo I transparente, de alta pureza de excelente rendimiento térmico y alta resistencia al ataque químico Intervalo de la graduación de 100 a 400mL, División de 100mL. Graduación y área en color blanco, Tapón roscado GL 45 color azul y anillo de vertido en polipropileno., esterilizables en autoclave, conforme a USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A.



Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Material de laboratorio
Material	Vidrio de borosilicato 3.3
Capacidad	500 ml
Uso	almacenaje o transporte de medios de cultivo, productos químicos o de solventes.
Aplicación	Laboratorios químicos, biológicos, educativos e industriales
Reutilizable	Sí

KIMAX

