

Matraz Fondo Plano 500 ml con junta de 24/40

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Matraz de ebullición (boiling flask) de fondo plano
Material	Vidrio de borosilicato 3.3 (alta resistencia térmica y química)
Capacidad	500 mL
Graduación	No es un matraz aforado calibrado (no indicado para medición volumétrica precisa)
Resistencia térmica	Alta resistencia al calentamiento y choques térmicos moderados (propiedades borosilicato 3.3)
Resistencia química	Alta, compatible con la mayoría de reactivos de laboratorio
Uso	Calentamiento y ebullición de líquidos, reacciones de destilación o evaporación con montaje de
Aplicación	Química orgánica e inorgánica, enseñanza, investigación y análisis de laboratorio
Reutilizable	Sí



KIMAX