

Frasco Para Dilución de Leche 160ml

El Frasco Para Dilución de Leche 160ml Boca ancha, Sello de hule, Esterilizable en autoclave, Área de identificación y Tapón fenólico roscado 40-400, color negro. Se utiliza habitualmente en el laboratorio para la dilución de muestras de productos farmacéuticos, agua, productos lácteos y alimentos antes de comenzar las pruebas microbiológicas.



Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Material de laboratorio
Material	Vidrio de borosilicato 3.3
Capacidad	160 ml
Uso	para la dilución de muestras de productos farmacéuticos, agua, productos lácteos y alimentos
Aplicación	Laboratorios químicos, biológicos, educativos e industriales
Reutilizable	Sí

PYREX