


Frasco Graduado 1000 ml

Frasco Graduado de 1L con tapa de rosca es útil para almacenar reactivos, patrones de análisis y medios de cultivo, es altamente resistente al agua, soluciones neutras y ácidas, ácidos concentrados y sus mezclas, así como a cloruro, bromo, yodo, y disolventes orgánicos. Intervalo de graduación de 100 a 900 ml, División de 100 ml Graduación y área en color blanco, Tapa rosca GL 45 color naranja con Anillo de vertido en polipropileno



PYREX

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Material de laboratorio
Material	Vidrio de borosilicato 3.3
Capacidad	1000 ml
Uso	almacenaje o transporte productos químicos o de solventes.
Aplicación	Laboratorios químicos, biológicos, educativos e industriales
Reutilizable	Sí