


MATRAZ ERLENMEYER 1 L

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Matraz Erlenmeyer graduado
Material	Vidrio de borosilicato (Código 7740)
Capacidad	1000 mL
Diseño	Boca estrecha (narrow mouth)
Borde	Reforzado para mayor resistencia mecánica
Graduación	Sí (aproximada, intervalo 50 mL)
Rango de graduación	250 – 1000 mL
Graduación	Esmalte blanco duradero
Resistencia térmica	Alta, tolerancia a choques térmicos
Resistencia química	Alta, compatible con la mayoría de reactivos
Uso	Mezcla, contención, calentamiento moderado
Aplicación	Laboratorios químicos, bioquímicos y educativos
Reutilizable	Sí



PYREX