

MATRAZ ERLENMEYER 2 L

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Matraz Erlenmeyer graduado
Material	Vidrio de borosilicato
Capacidad	2000 mL
Diseño	Erlenmeyer con boca estrecha
Graduación	En esmalte blanco, aproximada
Rango de graduación	600 – 1800 mL
Intervalo de graduación	200 mL
Resistencia térmica	Alta (choques térmicos moderados)
Resistencia química	Alta, compatible con la mayoría de reactivos
Top / Labio	Reforzado (heavy duty rim)
Tapón recomendado	Hule No. 10 (no incluido)
Reutilizable	Sí



PYREX