

TUBO DE VIDRIO PARA CENTRÍFUGA 100 mL GRADUADO

Parámetro	Especificación
Tipo	California
Material	Vidrio borosilicato / vidrio resistente al calor
Graduacion	Permanente y legible
Forma	Cilindrica con fondo conico
División de graduación	1 mL o 2 mL
Diámetro exterior	38 – 45 mm
Altura aproximada	180 – 220 mm
Espesor del vidrio	Alta resistencia mecánica
Temperatura de trabajo	Hasta 200 °C aprox.
Compatibilidad	Centrífugas tipo California compatibles
Resistencia química	Alta resistencia a reactivos y solventes comune



PYREX