

Probeta Graduada con Base de Plástico de 100 ml

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Probeta graduada / cilindro graduado
Material	Vidrio de borosilicato con base de plástico (PP)
Capacidad	100 mL
Clase de precisión	Clase B
Calibración	Para entregar (EX) a 20 °C
Graduación / Escala	Graduaciones permanentes de alta visibilidad
Base	Base plástica desmontable para mayor estabilidad
Pico vertedor	Sí
Resistencia térmica	Alta resistencia a cambios moderados de temperatura
Resistencia química	Alta resistencia a la mayoría de reactivos químicos
Uso	Medición de volúmenes de líquidos
Aplicación	Laboratorios químicos, clínicos, educativos e investigación
Reutilizable	Sí



CIVEQ