

PIPETA GRADUADA VIDRIO CLASE "A5" CODIGO COLOR AMARILLO 1 ML



ISOLAB

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Material de laboratorio
Material	Vidrio de borosilicato 3.3
Capacidad	1 ml
Resistencia térmica	Alta resistencia a choques térmicos
Resistencia química	Alta, compatible con la mayoría de reactivos
Graduación	Permanente, alta legibilidad (si aplica)
Uso	Preparación, medición o contención de muestras
Aplicación	Laboratorios químicos, biológicos, educativos e industriales
Reutilizable	Sí