

# Probeta C/Protector 50 mL, Clase B

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Probeta graduada / cilindro graduado
Material	Vidrio de borosilicato
Capacidad	50 mL
Clase de precisión	Clase B
Calibración	Para contener (TC / IN) a 20 °C
Graduación / Escala	Graduaciones permanentes en esmalte blanco de alta visibilidad
Base	Base hexagonal de vidrio para mayor estabilidad
Pico vertedor	Sí
Resistencia térmica	Alta resistencia a cambios de temperatura
Resistencia química	Alta resistencia a la mayoría de reactivos químicos
Uso	Medición precisa de volúmenes de líquidos
Aplicación	Laboratorios químicos, clínicos, educativos y de investigación
Reutilizable	Sí



**KIMAX**