

PROBETA GRADUADA 10ML

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Probeta graduada / cilindro graduado (forma baja)
Material	Vidrio de borosilicato
Capacidad	10 mL
Clase de precisión	Clase B
Calibración	Para contener (TC / IN) a 20 °C
Graduación / Escala	Graduaciones permanentes en esmalte blanco de alta visibilidad
Base	Base hexagonal de vidrio para mayor estabilidad
Pico vertedor	Sí
Forma	Forma baja (Low Form)
Resistencia térmica	Alta resistencia a cambios de temperatura
Resistencia química	Alta resistencia a la mayoría de reactivos químicos
Uso	Medición precisa de pequeños volúmenes de líquidos
Aplicación	Laboratorios químicos, clínicos, educativos y de investigación
Reutilizable	Sí



KIMAX