

MATRAZ FLORENCIA, FDO PLANO, 125mL



KIMAX

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Matraz Florence / de vidrio de laboratorio
Material	Vidrio borosilicato 3.3 (baja expansión térmica, alta resistencia química)
Capacidad	125 mL
Forma	Cuerpo redondo tipo Florence con cuello largo y fondo plano
Graduación	No aplicable (matraz general, no aforado preciso)
Resistencia térmica	Alta, soporta calentamiento uniforme y choque térmico moderado
Resistencia química	Alta, compatible con la mayoría de reactivos de laboratorio
Uso	Mezcla, calentamiento, contener o agitar líquidos, reacciones químicas generales
Aplicación	Laboratorios químicos, educativos, investigación y análisis de rutina
Reutilizable	Sí