

Matraz Erlenmeyer 25 ml

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Matraz Erlenmeyer de cuello estrecho
Material	Vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, conforme a USP Tipo I y ASTM E438 Tipo I Clase A
Capacidad	25 mL
Graduación	Escala indicativa de 10 a 25 mL con subdivisiones de 5 mL en esmalte cerámico blanco permanente
Resistencia térmica	Alta; el vidrio borosilicato soporta calentamiento directo y choques térmicos típicos de laboratorio
Resistencia química	Alta; compatible con la mayoría de reactivos químicos y soluciones de laboratorio
Características de diseño	Borde reforzado y acabado redondeado para mayor resistencia mecánica; cuerpo de pared gruesa y forma cónica para minimizar
Uso	Mezcla, calentamiento, titulación y preparación de soluciones
Aplicación	Laboratorios de investigación, control de calidad, industria química y educación
Reutilizable	Sí; autoclavable



KIMAX