


# Matraz Erlenmeyer 250 ml

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Matraz Erlenmeyer de cuello estrecho
Material	Vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, conforme a USP Tipo I y ASTM E438 Tipo I Clase A
Capacidad	250 mL
Graduación	Escala indicativa en esmalte cerámico blanco; rango 50 a 225 mL con intervalos de 25 mL
Dimensiones aproximadas	Altura: 130 mm; diámetro máximo: 82 mm
Tamaño de tapón	No. 6
Resistencia térmica	Alta; soporta calentamiento directo y choques térmicos típicos de laboratorio
Resistencia química	Alta; compatible con la mayoría de reactivos químicos de laboratorio
Uso	Mezcla, calentamiento, titulación y preparación de soluciones
Aplicación	Laboratorios químicos, investigación, control de calidad y enseñanza
Reutilizable	Sí; autoclavable



**KIMAX**