

Matraz Erlenmeyer 500 ml

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Matraz Erlenmeyer de cuello estrecho
Material	Vidrio de borosilicato 3.3
Capacidad	500 mL
Diseño	Cuerpo cónico con cuello estrecho
Graduación	Cerámica esmalte duradero
Rango de graduación	~100 – 500 mL
Intervalos de graduación	~50 mL
Resistencia térmica	Alta, tolera choques térmicos moderados
Resistencia química	Alta, compatible con la mayoría de reactivos
Borde	Reforzado y pulido
Tapón recomendado	Hule #7 (no incluido)
Reutilizable	Sí



KIMAX