

Matraz Erlenmeyer con Rosca Fenólica 250 ml

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Matraz Erlenmeyer de cuello roscado (culture flask)
Material	Vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión conforme a USP Tipo I y ASTM E438 Tipo I Clase A
Capacidad	250 mL
Tipo de cierre	Rosca 28-410 con tapa fenólica y liner de goma blanca
Resistencia térmica	Alta; apto para cambios rápidos de temperatura y calentamiento en laboratorio
Resistencia química	Excelente resistencia a la mayoría de reactivos químicos
Características de diseño	Base plana, cuerpo cónico, cuello cilíndrico roscado; incluye tapa con liner para sellado
Uso	Mezcla y almacenamiento de medios de cultivo y soluciones
Reutilizable	Sí; autoclavable



KIMAX