

Matraz Erlenmeyer con Rosca Fenólica 500 ml

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Matraz Erlenmeyer con tapa de rosca
Material	Vidrio de borosilicato 3.3 (baja expansión, alta resistencia química y térmica)
Capacidad nominal	500 mL
Graduación	Marcada con esmalte cerámico blanco o duradero
Rango de graduación	100 – 500 mL
Incrementos de graduación	50 mL
Acabado de cuello/rosca	GPI 38-430 (screw cap finish)
Tapón incluido	Tapón roscado con sello de hule blanco (puede venir no adherido)
Diámetro máximo	~102 mm
Altura total aproximada	~175 mm
Normativas / Estándares	ASTM E1404 Tipo III (especificación para matraces Erlenmeyer)



KIMAX