


MATRAZ ERLENMEYER, BOCA ANGOSTA, 24/40, 250ML



KIMAX

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Matraz Erlenmeyer de boca ancha
Material	Vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión conforme a USP Tipo I y ASTM E438 Tipo I Clase A
Capacidad	250 mL
Resistencia térmica	Alta; soporta calentamiento directo y cambios moderados de temperatura
Resistencia química	Excelente resistencia a la mayoría de reactivos químicos de laboratorio
Uso	Mezcla, preparación de soluciones, calentamiento y cultivo de microorganismos
Aplicación	Laboratorios químicos, microbiología, control de calidad, investigación y enseñanza
Reutilizable	Sí