


## MATRAZ ERLLENMEYER, BOCA ANGOSTA, 24/40, 500ML

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Matraz Erlenmeyer de boca ancha
Material	Vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión conforme a USP Tipo I y ASTM E438 Tipo I Clase A
Capacidad	500 mL
Tipo de boca	Boca ancha con borde reforzado
Resistencia térmica	Alta; apto para calentamiento directo y cambios moderados de temperatura
Resistencia química	Excelente resistencia a la mayoría de reactivos químicos de laboratorio
Características de diseño	Cuerpo cónico con base plana para estabilidad; boca ancha que facilita el llenado, vertido y limpieza
Uso	Mezcla, calentamiento y preparación de soluciones
Aplicación	Laboratorios químicos, microbiología, control de calidad, investigación y enseñanza
Reutilizable	Sí



**KIMAX**