


# Matraz Kitazato 1000 ml

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Matraz de filtración (Kitazato)
Capacidad	1000 mL
Material	Vidrio de borosilicato 3.3
Forma	Erlenmeyer con cuello cilíndrico
Pared	Reforzada (heavy wall)
Graduación	1000–4000 mL, intervalos de 250 mL
Conector de vacío	Lateral para manguera (≈ 5/16 " ID)
Resistencia al vacío	Hasta 736mm Hg.
Resistencia térmica	Alta (tolerancia a choques térmicos)
Resistencia química	Alta, compatible con la mayoría de reactivos
Escala	Esmalte cerámico blanco duradero
Uso	Filtración y contención de líquidos
Aplicación	Laboratorios químicos, biológicos e industriales
Reutilizable	Sí



**KIMAX**