

# Matraz Volumétrico 250 ml clase A. Tapón de vidrio

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Matraz volumétrico aforado
Material	Vidrio de borosilicato 3.3
Capacidad	250 mL
Clase de precisión	Clase A (alta exactitud)
Calibración	Para contener ("TC")
Tolerancia de volumen	± 0.15 mL (Clase A, 250 mL)
Forma	Fondo plano, cuerpo bulboso y cuello largo
Estilo de boca	Tapón de vidrio esmerilado (standard taper)
Tamaño de tapón	No. 19 standard taper
Graduación / Aforo	Línea de aforo permanente, alta legibilidad
Resistencia térmica	Alta, adecuada para uso repetido en laboratorio
Resistencia química	Alta, compatible con la mayoría de reactivos
Uso	Medición precisa y preparación de soluciones
Aplicación	Análisis volumétrico en laboratorios químicos, bioquímicos y educativos
Reutilizable	Sí



**KIMAX**