

PIPETA GRADUADA SEROLOGICA CODIGO COLOR AZUL 5X1/10



KIMAX

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Material de laboratorio
Material	Vidrio de borosilicato 33
Capacidad	5 mL
Resistencia térmica	Alta resistencia a choques térmicos
Resistencia química	Alta, compatible con la mayoría de los reactivos
Graduación	Permanente, de alta legibilidad (si aplica)
Uso	Preparación, medición o contención de muestras
Aplicación	Laboratorios químicos, biológicos, educativos e industriales
Reutilizable	Sí