

PIPETA GRADUADA TEKK

10ML 1/10



KIMAX

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Pipeta graduada
Línea	TEKK
Material	Vidrio de borosilicato 33
Capacidad	10 mL
Resistencia térmica	Alta resistencia a choques térmicos
Resistencia química	Alta, compatible con la mayoría de los reactivos
Graduación	Permanente, de alta legibilidad (si aplica)
Uso	Medición y transferencia de líquidos
Aplicación	Laboratorios químicos, biológicos, educativos e industriales
Reutilizable	Sí