

PIPETA GRADUADA LINEA TEKK

1X1/100



KIMAX

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Pipeta graduada
Línea	TEKK
Material	Vidrio de borosilicato 33
Capacidad	1 mL
División (graduación)	0.01 mL (1/100)
Resistencia térmica	Alta resistencia a choques térmicos
Resistencia química	Alta, compatible con la mayoría de los reactivos
Graduación	Permanente, de alta legibilidad
Uso	Medición y transferencia de líquidos
Aplicación	Laboratorios químicos, biológicos, educativos e industriales
Reutilizable	Sí