

PIPETA BACTERIOLOGICA 10 ML CODIGO COLOR ROJO



KIMAX

| Parámetro | Especificación |
|---------------------|--|
| Tipo de producto | Material de laboratorio |
| Material | Vidrio de borosilicato 33 |
| Capacidad | 10 mL |
| Resistencia térmica | Alta resistencia a choques térmicos |
| Resistencia química | Alta, compatible con la mayoría de los reactivos |
| Graduación | Permanente, de alta legibilidad (si aplica) |
| Uso | Preparación, medición o contención de muestras |
| Aplicación | Laboratorios químicos, biológicos, educativos e industriales |
| Reutilizable | Sí |