


## PIPETA GRADUADA 5 ML CODIGO COLOR AZUL



**PYREX**

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Pipeta graduada
Capacidad	5 mL
Material	Vidrio de borosilicato 3.3
Resistencia térmica	Alta resistencia a choques térmicos
Resistencia química	Alta, compatible con la mayoría de los reactivos
Graduación	Permanente, de alta legibilidad
Uso	Medición y transferencia de líquidos
Aplicación	Laboratorios químicos, biológicos, educativos e industriales
Reutilizable	Sí