

Campana Durham 12 x 50 mm

La campana Durham de 12 x 50 mm marca Crisa es un accesorio de vidrio utilizado en laboratorios microbiológicos para la detección de gases producidos por microorganismos durante procesos de fermentación. Su diseño cilíndrico y transparente permite observar fácilmente la acumulación de gas dentro del tubo.

Parámetro	Especificación
Capacidad aproximada	2 mL
Material	Vidrio sodico
Acabado	Totalmente liso
Forma	Tubo cilíndrico cerrado en un extremo
Uso principal	Detección y medición de producción de gases en cultivos microbiológicos
Aplicaciones	Análisis microbiológicos, fermentación bacteriana, pruebas bioquímicas
Resistencia química	Compatible con reactivos y medios de cultivo de laboratorio
Esterilización	Apta para esterilización en autoclave
Transparencia	Alta claridad para observación visual



Crisa